

Før behandling og 24 timer efter behandling (efter trombolyse er givet)		Tid (timer)	
		Før	24 t.
1 a. Bevidsthedsniveau 0 = Helt vågen, reagerer naturligt 1 = Ikke vågen, men responderer ved mindre stimuli 2 = Ikke vågen, kan kun vækkes ved gentagne eller kraftige stimuli. 3 = Koma			
1. b. LOC spørgsmål (spørg patienten, om måned og alder) 0 = Begge svar korrekt 1 = Ét af svarene korrekt 2 = Ingen af svarene er korrekte			
1.c LOC ordrer (bed patienten åbne/lukke øjnene og knytte/slappe af i hånden) 0 = Udfører begge ordrer korrekt 1 = Udfører én ordre korrekt 2 = Ingen af ordrerne udført korrekt			
2. Blik (kun horisontale øjenbevægelser) 0 = Normale øjenbevægelser 1 = Partiel blikparese 2 = Total blikparese eller blikdeviation			
3. Test af synsfelt 0 = Normalt synsfelt 1 = Partiel hemianopsi 2 = Komplet hemianopsi 3 = Bilateral blindhed (blind inkl. kortikal blindhed)			
4. Facialispårese (bed patienten om at vise tænder/løfte øjenbryn og lukke øjnene fast i) 0 = Normale, symmetriske ansigtsbevægelser 1 = Let pårese (udglattet nasolabialfure eller asymmetri ved smil) 2 = Partiel pårese (svær eller total pårese af nedre ansigtshalvdel) 3 = Total paralyse af én eller begge sider (manglende ansigtsbevægelser i øvre og nedre ansigtshalvdel)			
5. Motorisk funktion i arm 0 = Ingen nedsynkning 1 = Nedsynkning, men ikke til underlag 2 = Nogen kraft mod tyngde 3 = Falder til underlag 4 = Ingen bevægelse 5 = Kan ikke testes (amputation/stivgjort led/andet) (score reg. ikke)	Højre		
	Venstre		

6. Motorisk funktion – ben	Højre		
	Venstre		
	0 = Ingen nedsynkning 1 = Nedsynkning, men ikke til underlag 2 = Nogen kraft mod tyngde 3 = Falder til underlag 4 = Ingen bevægelse 5 = Kan ikke testes (amputation/stivgjort led/andet) (score reg. ikke)		
7. Ekstremitets ataksi			
	0 = Ingen ataksi 1 = Ataksi i én ekstremitet 2 = Ataksi i to ekstremiteter		
8. Sensibilitet (brug pinprick til at teste arme, ben, trunkus og ansigt – sammenlign side for side)			
	0 = Normal sensibilitet for stik 1 = Let til moderat nedsat sensibilitet for prik 2 = Svær til total sensibilitetstab		
9. Sprog (bed patienten beskrive billeder, benævne genstande, læse sætninger)			
	0 = Ingen afasi 1 = Let til moderat afasi 2 = Svær afasi 3 = Global afasi		
10. Dysartri (bed patienten læse forskellige ord)			
	0 = Normal artikulation 1 = Let til moderat dysartri 2 = Uforståelig tale eller patienten er helt uden tale 3 = Patienten intuberet eller anden fysisk barriere for tale (score reg. ikke)		
11. Ekstinktion og inattention (tidligere ”neglekt”) (brug visuel eller sensorisk dobbeltsidig stimulation)			
	0 = Ingen abnormalitet påvist 1 = Inattention eller ekstinktion ved bilateral simultan stimulation ved en af sansemodaliteterne 2 = Udtalt hemi-inattention / hemi-inattention for mere end én modalitet.		
Total score:		_ _ _ _	_ _ _ _
		Før	24 timer

Tidspunkt i patientforløbet:	Før behandling med trombolyse	Efter behandling med trombolyse (22-36 timer)
Er patienten blevet scannet? Hvis ja, besvares følgende: Type scanning: Dato og klokkeslæt:	☐ Ja ☐ Nej ☐ CT ☐ MR d d m m å å t t m m	☐ Ja ☐ Nej ☐ CT ☐ MR d d m m å å t t m m
Har patienten fået foretaget angio? Hvis ja, besvares følgende: Type:	☐ Ja ☐ Nej ☐ CT angio ☐ MR angio	
Lokal blødning:		☐ HI 1 ☐ HI 2 ☐ PH 1 ☐ PH 2 ☐ Nej
Anden blødning (remote):		☐ PHr 1 ☐ PHr 2 ☐ Nej

INTERVENTIONER/BEHANDLING UNDER INDLÆGGELSEN på trombolyssegivende afsnit	
Tidspunkt for påbegyndelse af trombolysebehandling: (dato og klokkeslæt)	d d m m å å t t m m
Type	☐ Actilyse (alteplase) ☐ Metalyse (tenecteplase)